

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Cpe Para Wb E Elisa - P16870

Número do item: CM0028238

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra carboxipeptidase E (CPE). Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano e camundongo. Suporta pesquisas em biologia neuroendócrina e processamento hormonal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	CPE Coelho pAb
Observações/Apelido	CPH; BDVS; IDDHH; CPE
Espécie	Humano
ID do Gene	1363
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 257-476 da CPE humana (NP_001864.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P16870
Peso Proteico	53kDa
Envio	Saco de Gelo