

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cpeb3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Ne35

Número do item: CM0018954



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CPEB3 humano (SWISS: Q8NE35), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre regulação translacional na memória e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPEB3 Coelho pAb
Observações/Apelido	CPEB3
Espécie	Humano
ID do Gene	22849 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-400 do CPEB3 humano (NP_055727.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NE35
Peso Proteico	76kDa
Envio	Bolsa de Gelo