

Anticorpo Policlonal Anti-Cplx2 Para Wb, Elisa - Q6Puv4

Número do item: CM0024842

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CPLX2 humano (Complexina-2), validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisa em exocitose de vesículas sinápticas e doenças neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPLX2 Coelho pAb
Observações/Apelido	CPX2; Hfb1; 921-L; CPX-2; CPLX2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10814
GeneID	10814
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-134 do CPLX2 humano (NP_006641.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6PUV4
Peso Proteico	15kDa
Remessa	Saco de gelo