

Anticorpo Policlonais Anti-Cpne3 Para Wb E Elisa - 075131

Número do item: CM0017596

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CPNE3 validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reconhece CPNE3 humano e de camundongo, uma proteína de ligação a fosfolipídios dependente de cálcio envolvida na migração de células tumorais mediada por ERBB2. Ideal para estudos de câncer e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPNE3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CPN3, PRO1071, CPNE3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8895
GeneID	8895
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 238-537 da CPNE3 humana (NP_003900.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075131
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo