


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cpox Para Wb E Elisa - P36551

Número do item: CM0028456



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CPOX humano, validado para aplicações de WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de biossíntese de heme e mitocondrial. Imunógeno: CPOX recombinante (aa111-454).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPOX Rabbit pAb
Observações/Apelido	COX; CPO; CPX; HCP; HARPO; CPOX
Espécie	Humano
ID do Gene	1371
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 111-454 do CPOX humano (NP_000088.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P36551
Peso Proteico	50kDa
Envio	Bolsa de Gelo