


Anticorpo Monoclonal Anti-Cps1 De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P31327

Número do item: CM0010246



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CPS1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Tem como alvo a enzima do ciclo da ureia mitocondrial; remove o excesso de amônia. Ideal para pesquisa de fígado e intestino delgado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho CPS1
Observações/Apêndice	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1373
ID do Gene	1373
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da CPS1 humana (NP_001866.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31327
Peso Proteico	165kDa
Envio	Saco de gelo