


Anticorpo Monoclonal Anti-Cps1 De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31327

Número do item: CM0006612



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CPS1 para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta CPS1 humano, de camundongo e rato. Ideal para estudos do ciclo da ureia e metabolismo da amônia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPS1 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Espécie	Humano
GeneID	1373
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1356-1482 da CPS1 humana (NP_001116105.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31327
Peso da Proteína	165 kDa
Transporte	Bolsa de gelo