


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cps1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P31327

Número do item: CM0026068



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à CPS1 humana (CPSase I), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta CPS1 em amostras humanas, de rato e de camundongo, adequado para pesquisa do ciclo da ureia e desintoxicação de amônia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	1373
ID do Gene	1373
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 750-970 da CPS1 humana (NP_001866.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31327
Peso Proteico	165kDa
Envio	Saco de Gelo