


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Cps1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P31327

Número do item: CM0020448



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CPS1 (carbamoil-fosfato sintetase I) humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com rato. Imunogeno: proteína recombinante (aa 820-930). Ideal para estudos do ciclo da ureia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPS1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PHN; GATD6; CPSASE1; CPS1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1373
GeneID	1373
Imunógeno	`Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P31327
Peso Molecular da Proteína	165 kDa
Transporte	Bolsa de gelo