


Anti-Cpsf1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q10570

Número do item: CM0024336



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o CPSF1 humano (CPSF160), uma subunidade do fator de especificidade de clivagem e poliadenilação. Validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para estudar a formação da extremidade 3' do pré-mRNA e a regulação da expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPSF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MYP27; CPSF160; P/cl.18; HSU37012; CPSF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	29894
GeneID	29894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-950 do CPSF1 humano (NP_037423.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q10570
Peso da Proteína	161kDa
Envio	Saco de gelo