


Anti-Cpsf3L Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q5Ta45

Número do item: CM0029933



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CPSF3L/INTS11 humano, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal para pesquisa de terminação de transcrição e complexo integrador.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPSF3L pAb de Coelho
Observações/Apelido	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54973
ID do Gene	54973
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5TA45
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco com gelo