

Anticorpo Policlonal Anti-Cpsf4L Para Wb, Elisa - A6Nmk7

Número do item: CM0019713

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o Cpsf4l de camundongo, validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudos de processamento de mRNA e regulação gênica em amostras de camundongo. Reconhece uma proteína de 21 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cpsf4l pAb de Coelho
Observações/Apelido	D11Ert636e; 0610010C04Rik; 1500000C01Rik; Cpsf4l
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	642843
ID do Gene	52670
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-228 do Cpsf4l de camundongo (NP_080958.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	A6NMK7
Peso Molecular da Proteína	21kDa
Envio	Saco com gelo