

Anticorpo Policlonal Anti-Cpsf6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q16630

Número do item: CM0026427



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CPSF6 (CFIm68). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA; detecta CPSF6 humano, de rato e camundongo (59 kDa). Fator chave no processamento da extremidade 3' do mRNA e na poliadenilação alternativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPSF6 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CFIM; CFIM68; CFIM72; HPBR11-4; HPBR11-7; CPSF6
Espécie	Humano
GeneID (humano)	11052
GeneID	11052
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-330 da CPSF6 humana (NP_008938.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16630
Peso Proteico	59kDa
Envio	Bolsa de gelo