

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cpsf73 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Ukf6

Número do item: CM0004691



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a CPSF73. Validado para western blot, imunoprecipitação e ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Útil para o estudo do processamento da extremidade 3' do mRNA e clivagem do mRNA de histona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPSF73 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CPSF73; NEDMHS; CPSF-73; NEDMHSN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51692
ID do Gene	51692
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 585-684 da CPSF3 humana (Q9UKF6).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UKF6
Peso da Proteína	77kDa
Transporte	Bolsa de gelo