

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cpt1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50416

Número do item: CM0007068



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho CPT1A validado por KO para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a isoforma hepática da carnitina palmitoiltransferase 1A, essencial para a oxidação de ácidos graxos. Ideal para estudos de metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] Anticorpo Monoclonal de Coelho CPT1A (mAb)
Observações/Apelido	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1374
ID do Gene	1374
Imunógeno	Proteína recombinante de CPT1A humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50416
Peso Molecular da Proteína	88 kDa
Envio	Em saco de gelo