

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cpt1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50416

Número do item: CM0030263



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CPT1A humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta CPT1A humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de oxidação mitocondrial de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPT1A Coelho pAb
Observações/Apelidos	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1374
ID do Gene	1374
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-720 da CPT1A humana (NP_001867.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50416
Peso da Proteína	88kDa
Transporte	Saco de gelo