

Anticorpo Policlonal Anti-Cpt1B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92523

Número do item: CM0025481

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CPT1B (UniProt Q92523) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de ácidos graxos e beta-oxidação mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho CPT1B
Observações/Apelido	CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPTI-M; M-CPT1; MCCPT1; CPT1B
Espécie	Humano
GeneID	1375
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 533-772 da CPT1B humana (NP_004368.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q92523
Peso Proteico	88kDa
Envio	Saco de gelo