

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cpt1B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q92523

Número do item: CM0010124

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-CPT1B validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Direcionado à carnitina palmitoiltransferase 1B humana, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa de metabolismo de ácidos graxos e mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CPT1B
Observações/Apelido	CPTI; CPT1M; MCPT1; CPT1-M; CPTI-M; M-CPT1; MCCPT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1375
ID do Gene	1375
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92523
Peso Proteico	66 kDa/79-88 kDa
Envio	Em saco de gelo