

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cpt1C Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tcg5

Número do item: CM0014169



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CPT1C humano (Q8TCG5). Validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de tioesterase de palmitoil neuronal e metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPT1C Rabbit pAb
Observações/Apelido	CATL1; CPT1P; CPTIC; SPG73; CPT1-B; CPTI-B; CPT1C
Espécie	Humano
GeneID	126129
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-400 do CPT1C humano (NP_001129524.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TCG5
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Saco com gelo