

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cpt2 Para Wb E Elisa - P23786

Número do item: CM0003273

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CPT2 validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a CPT2 mitocondrial, essencial para a beta-oxidação de ácidos graxos. Ideal para pesquisa em metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPT2 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1376
GeneID	1376
Imunógeno	Péptido Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 559-658 da CPT2 humana (P23786).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23786
Peso Proteico	74kDa
Transporte	Bolsa de gelo