

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cpt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23786

Número do item: CM0026765

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CPT2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de metabolismo de ácidos graxos e mitocondrial.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de Coelho CPT2                                                                                            |
| Observações/Apelido | CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                        |
| GeneID              | 1376                                                                                                          |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 420-658 do CPT2 humano (NP_000089.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                        |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                              |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                      |
| SWISS               | P23786                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 74kDa                                                                                                         |
| Envio               | Em bolsa de gelo                                                                                              |