

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cpvl Para Wb, Elisa - Q9H3G5

Número do item: CM0013400

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CPVL humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta ortólogos de camundongo e rato. Ideal para estudo da função da carboxipeptidase lisossomal em macrófagos, fagocitose e apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPVL Rabbit pAb
Observações/Alias	HVLP; CPVL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54504
GeneID	54504
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 127-476 da CPVL humana (NP_061902.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H3G5
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de gelo