

Anticorpo Policlonal Anti-Cpxm1 Para Wb E Elisa - Q96Sm3

Número do item: CM0021908



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CPXM1 humano, validado para WB e ELISA. Detecta CPXM1 humano e de camundongo, peso molecular previsto de 82 kDa. Útil para o estudo de interações célula-célula e biologia de metaloproteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CPXM1 pAb de coelho
Observações/Apelido	CPX1; CPXM; CPXM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56265
GeneID	56265
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 435-734 da CPXM1 humana (Q96SM3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96SM3
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Bolsa de gelo