

Anticorpo Monoclonal Anti-Cr2/Cd21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20023

Número do item: CM0006765



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a CR2/CD21 humano (Receptor do Complemento tipo 2), validado para WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudos de ativação de linfócitos B, via do complemento e interações do receptor do EBV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CR2/CD21 mAb de coelho
Observações/Apelidos	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1380
GeneID	1380
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 934-1033 do CR2/CD21 humano (NP_001868.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20023
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Saco de gelo