

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cr2/Cd21 Para Wb, If-P, Elisa - P20023

Número do item: CM0003166



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CR2/CD21 humano (Receptor do Complemento tipo 2). Validado para WB, IF-P, ELISA; reage com humano e rato. Imunógeno: peptídeo intracelular (aa 934-1033). Ideal para estudos de sinalização de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CR2/CD21 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1380
GeneID	1380
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 934-1033 do CR2/CD21 humano (P20023).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P20023
Peso Molecular	113 kDa
Envio	Saco de gelo