

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cr2/Cd21 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20023

Número do item: CM0007692



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CR2/CD21 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de receptor de células B, via do complemento e vírus Epstein-Barr.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CR2/CD21
Observações/Apelido	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1380
ID do Gene	1380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 933-1033 do CR2/CD21 humano. (NP_001868.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20023
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Saco de gelo