

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cr2/Cd21 Para Wb, Ihc, If, Elisa - P20023

Número do item: CM0028269



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-CR2/CD21 (ID do Gene: 1380) para aplicações em WB, IF, IHC, ELISA. Validado em humano, rato, camundongo. Imunógeno recombinante direcionado ao receptor de complemento tipo 2 (CD21), o receptor do vírus Epstein-Barr e co-receptor de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CR2/CD21 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1380
GeneID	1380
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-590 do CR2/CD21 humano (NP_001006659.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20023
Peso Proteico	113kDa
Transporte	Saco de gelo