

## Anticorpo Monoclonal Anti-Crabp1 Para Wb, If-P, Elisa - P29762

Número do item: CM0011409



### introdução

A CamelBio oferece um anticorpo monoclonal de coelho anti-CRABP1 validado para WB, IF-P e ELISA. Detecta CRABP1 humano, de camundongo e de rato, uma proteína citoplasmática de ligação ao ácido retinoico envolvida na sinalização de retinoides. Ideal para estudos celulares do ácido retinoico.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | mAb de coelho contra CRABP1                                                                                   |
| Observações/Alias   | RBP5; CRABP; CRABPI; CRABP-I; CRABP1                                                                          |
| Espécie             | Humana                                                                                                        |
| GeneID (humano)     | 1381                                                                                                          |
| GeneID              | 1381                                                                                                          |
| Imunógeno           | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 58-137 da CRABP1 humana (P29762). |
| Origem              | Coelho                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos monoclonais                                                                                        |
| Aplicação           | WB, IF-P, ELISA                                                                                               |
| Reatividade cruzada | Humana, camundongo, rato                                                                                      |
| SWISS               | P29762                                                                                                        |
| Peso da proteína    | 16 kDa                                                                                                        |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                 |