


Anticorpo Policlonal Anti-Crabp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P29373

Número do item: CM0027351



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-CRABP2 validado para aplicações de WB, IF/ICC, ELISA. Detecta CRABP2 em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização de ácido retinoico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRABP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RBP6; CRABP-II; CRABP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1382
ID do Gene	1382
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-94 do CRABP2 humano (NP_001869.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29373
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco de gelo