


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cracr2A Para Wb, Elisa - Q9Bsw2

Número do item: CM0017120



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CRACR2A (RAB46/EFCAB4B) para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Envolvido na entrada de Ca^{2+} operada por estoque, regulação do canal CRAC e sinalização de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRACR2A Rabbit pAb
Observações/Apelido	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84766
GeneID	84766
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do CRACR2A humano (NP_001138430.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BSW2
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco de gelo