


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cracr2A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bsw2

Número do item: CM0014472



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CRACR2A humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta CRACR2A endógeno em amostras humanas e de camundongo, essencial para o estudo da entrada de cálcio operada por armazenamento e ativação de linfócitos T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRACR2A Rabbit pAb
Observações/Alias	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	84766
GeneID	84766
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante que contém uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 de CRACR2A humana (NP_001138430.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q9BSW2
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Bolsa de gelo