

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cralbp Para Wb, Elisa - P12271

Número do item: CM0029831



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CRALBP validado para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. CRALBP é uma carreadora de retinoides essencial para a regeneração do ciclo visual e pesquisas em visão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRALBP Rabbit pAb
Observações/Alias	CRALBP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6017
GeneID	6017
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-317 da CRALBP humana (NP_000317.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P12271
Peso Proteico	36kDa
Transporte	Bolsa de gelo