

Anticorpo Policlonais Anti-Crat Para Wb, If/Icc, Elisa - P43155

Número do item: CM0030503



introdução

Explore nosso Anticorpo Policlonal de coelho contra CRAT pronto para uso para Western blot, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com CRAT humano, de camundongo e de rato (71 kDa) para estudos de metabolismo e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRAT Rabbit pAb
Observações/Alias	CAT; CAT1; NBIA8; CRAT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1384
GeneID	1384
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 380-626 do CRAT humano (NP_000746.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P43155
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Bolsa de gelo