

Anticorpo Policlonal Anti-Crb1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P82279

Número do item: CM0013457



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CRB1 validado para Western blot (WB), imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Reatividade confirmada com tecidos humano e de camundongo. Ideal para pesquisa de desenvolvimento retiniano e polaridade celular. Acesso SWISS P82279.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LCA8; RP12; CRB1-A; CRB1-B; CRB1-C; CRB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23418
GeneID	23418
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-133 do CRB1 humano (NP_957705.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P82279
Peso Proteico	154kDa
Envio	Saco de gelo