

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Crbn Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Sw2

Número do item: CM0006415



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CRBN validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo a cereblona, um receptor de substrato no complexo E3 ubiquitina ligase, essencial para a degradação proteassomal. Reage com humano, rato, rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRBN Rabbit mAb
Observações/Alias	MRT2; MRT2A; CRBN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51185
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 da CRBN humana (NP_057386.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q96SW2
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo