


Anticorpo Monoclonal Anti-Crcp Para Wb E Elisa - 075575

Número do item: CM0007412



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o CRCP humano (subunidade RPC9 da RNA polimerase III dirigida por DNA / proteína componente do receptor CGRP). Adequado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de transcrição, imunidade inata e sinalização CGRP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRCP Rabbit mAb
Observações/Apelido	C17; RCP; RCP9; RPC9; POLR3I; POLR3J; CGRPRCP; CGRP-RCP; CRCP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	27297
GeneID	27297
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do CRCP humano (NP_001035737.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	075575
Peso Proteico	17kDa
Envio	Saco de gelo