


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Crcp Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075575

Número do item: CM0027811



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CRCP (CGRP-RCP, POLR3I) para Western blot, IHC e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de RNA polimerase III e receptor de CGRP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRCP Rabbit pAb
Observações/Alias	C17, RCP, RCP9, RPC9, POLR3I, POLR3J, CGRPRCP, CGRP-RCP, CRCP
Espécie	Humano
ID do Gene	27297
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-115 da CRCP humana (NP_001035737.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075575
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo