

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Creb1 Para Wb, Ip, Elisa - P16220

Número do item: CM0016579



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CREB1 humano, validado em WB, IP e ELISA. Útil para estudar a regulação da transcrição, os ritmos circadianos e a diferenciação celular. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CREB1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CREB; CREB-1; CREB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1385
GeneID	1385
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do CREB1 humano (NP_604391.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P16220
Peso da proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo