

## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Creb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43889

Número do item: CM0026118

### introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra CREB3 (LZIP/LUMAN) humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta CREB3 de humano, camundongo e rato. Tem como alvo o fator de transcrição do estresse reticular endoplasmático envolvido na UPR, imunidade e patogênese viral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | CREB3 pAb de Coelho                                                                                                      |
| Observações / Apelido      | LZIP; LUMAN; sLZIP; CREB3                                                                                                |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)            | 10488                                                                                                                    |
| GeneID                     | 10488                                                                                                                    |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do CREB3 humano (NP_006359.3) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação                  | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                      | O43889                                                                                                                   |
| Peso Molecular da Proteína | 41kDa                                                                                                                    |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                            |