

Anticorpo Monoclonal Anti-Creb3L2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q70Sy1

Número do item: CM0005660

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CREB3L2 humano (BBF2H7). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta CREB3L2 humano, de camundongo e rato (57 kDa). Adequado para pesquisa de estresse no retículo endoplasmático e condrogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CREB3L2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BBF2H7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64764
GeneID	64764
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-247 de CREB3L2 humano (NP_001240704.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q70SY1
Peso da Proteína	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo