

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Creb3L2 Para Wb, Elisa - Q70Sy1

Número do item: CM0018293

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CREB3L2 validado para WB e ELISA. Detecta CREB3L2 humano e de camundongo, um fator de transcrição de 57 kDa responsivo ao estresse do RE, envolvido na condrogênese e na UPR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra CREB3L2
Observações/Apelido	BBF2H7; CREB3L2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	64764
ID do gene	64764
Imunógeno	Proteína recombinante - proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-247 de CREB3L2 humano (NP_001240704.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q70SY1
Peso da proteína	57 kDa
Transporte	Bolsa de gelo