

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Creb5 Para Wb E Elisa - Q02930

Número do item: CM0013535

introdução

Anticorpo policlonal de coelho CREB5 validado para WB e ELISA, adequado para amostras humanas e de rato. Tem como alvo o fator de transcrição CREB5, que se liga ao elemento de resposta ao cAMP para regular a expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CREB5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CREB-5; CREBPA; CRE-BPA; CREB5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9586
GeneID	9586
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-380 do CREB5 humano (NP_878902.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q02930
Peso Proteico	57kDa
Envio	Em saco de gelo