

Anticorpo Policlonal Rabbit Anti-Crebzf Para Wb E Elisa - Q9Ns37

Número do item: CM0028318

introdução

Anticorpo policlonal rabbit CREBZF validado para Western blotting e ELISA. Detecta o fator de transcrição bZIP CREB/ATF humano, murino e rato, envolvido na regulação transcricional e supressão de HSV. Ideal para estudos de expressão génica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CREBZF Rabbit pAb
Observações/Pseudónimo	ZF; SMILE; CREBZF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	58487
GeneID	58487
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9NS37
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo