

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Creg1 Para Wb, Elisa - 075629

Número do item: CM0024502



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a CREG1 humana, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Reconhece uma proteína de ~24 kDa; o imunógeno corresponde aos aminoácidos 110-190. Ideal para estudos de controle transcricional e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CREG1 Coelho pAb
Observações/Alias	CREG; CREG1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8804
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-190 da CREG1 humana (NP_003842.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075629
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Bolsa de gelo