

Anticorpo Policlonal Anti-Creld1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Hd1

Número do item: CM0012892

introdução

Anticorpo policlonal Anti-CRELD1 de alta qualidade validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com CRELD1 humano, de camundongo e de rato (45 kDa), uma proteína dissulfeto isomerase envolvida na localização de AChR. Ideal para pesquisa de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRELD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AVSD2; CIRIN; CRELD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	78987
GeneID	78987
Imunógeno	Peptídeo Sintético (um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do CRELD1 humano (NP_056328.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96HD1
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo