


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Crh Para Wb E Elisa - P06850

Número do item: CM0018425



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o hormônio liberador de corticotropina (CRH) humano, validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas em estresse e neuroendocrinologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do produto	CRH Rabbit pAb
Observações/Apelido	CRF; CRH1; CRH
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1392
GeneID	1392
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-194 do CRH humano (NP_000747.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P06850
Peso da proteína	21 kDa
Transporte	Bolsa de gelo