


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Crip2 Para Wb, Elisa - P52943

Número do item: CM0025469



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CRIP2 humano (ESP1), validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Ideal para estudar a função da proteína rica em cisteína 2 em tecidos cardíacos e outros.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRIP2 pAb de Coelho
Observações/Alias	CRIP; CRP2; ESP1; CRIP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1397
GeneID	1397
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-208 do CRIP2 humano (NP_001303.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P52943
Peso Proteico	22kDa
Envio	Saco de gelo