


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Crisp2 Para Wb, Elisa - P16562

Número do item: CM0027535



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado ao CRISP2 humano (CT36/TPX1). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre capacitação espermática e biologia reprodutiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRISP2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CT36; TPX1; TSP1; GAPDL5; CRISP-2; CRISP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7180
GeneID	7180
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-243 do CRISP2 humano (NP_003287.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P16562
Peso Proteico	27kDa
Envio	Bolsa de gelo