

Anticorpo Policlonais Anti-Crispld2 Para Wb E Elisa - Q9H0B8

Número do item: CM0016112

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CRISPLD2 humano, validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar a função de CRISPLD2 na montagem de matriz e biologia da matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRISPLD2 pAb de coelho
Observações/Alias	LGL1; CRISP11; LCRISP2; CRISPLD2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83716
ID do Gene	83716
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-430 de CRISPLD2 humano (NP_113664.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0B8
Peso da Proteína	56kDa
Transporte	Bolsa de gelo