


Anticorpo Policlonal Anti-Crk/Crkii Para Wb, Elisa - P46108

Número do item: CM0024625



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-CRK/CRKII para aplicações em Western blot e ELISA. Detecta CRK humano e de camundongo, adequado para estudar sinalização de adesão celular, migração e fagocitose. SWISS: P46108.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CRK/CRKII Coelho pAb
Observações/Apelido	p38; CRKII; CRK/CRKII
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1398
ID do Gene	1398
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-304 do CRK/CRKII humano (NP_058431.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P46108
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de Gelo